

InGyne PRO[®]



Surgical treatment of female prolapses
Trattamento chirurgico di prolapsi femminili

Uro-gynaecological prosthetic system
Sistema protesico uro-ginecologico

www.dipromed.eu

 **dipromed**
Dipro Medical Devices

InGyne PRO

Sistema protesico uro-ginecologico, composto da una rete macroporosa in monofilamento di polipropilene, e, quando previsto, aghi introduttori in acciaio inox monouso.

Uro-gynaecological prosthetic system composed by a macroporous polypropylene monofilament mesh and, when required, stainless steel disposable introducers needles.

● **LEGGERA/LIGHT**

Minore quantità di materiale impiantato.
Less quantity of implanted material.

● **MACROPOROSA/MACROPOROUS**


Buona crescita tissutale.
Good tissue ingrowth.

















● **PACKAGING**

1 pezzo/scatola
1 piece/box

● **ALTA STABILITA' DI FORMA/HIGH SHAPE STABILITY**

Buone Proprieta' Meccaniche.
Good mechanical properties.



Codice Code	Descrizione Description	Introduttori Introducers	Forma Shape	Morfologia Morphology
IGPROADL	Rete per la riparazione del prolasso anteriore. Mesh for Anterior Prolapse Repair.			
IGPROADL-EL	Sistema di riparazione del prolasso anteriore. Anterior Prolapse Repair System.			
IGPROPDL	Rete per la riparazione del prolasso posteriore. Mesh for Posterior Prolapse Repair.			
IGPROPDL-IR	Sistema di riparazione del prolasso posteriore. Posterior Prolapse Repair System.			
IGPROAML	Rete per la riparazione del prolasso anteriore. Mesh for Anterior Prolapse Repair.			
IGPROAML-TO	Sistema di riparazione del prolasso anteriore. (Con guaina trasparente). Anterior Prolapse Repair System. (With transparent sheath).			
IGPROAML-EL	Sistema di riparazione del prolasso anteriore. (Con guaina trasparente). Anterior Prolapse Repair System. (With transparent sheath).			
IGPROPML	Rete per la riparazione del prolasso posteriore. Mesh for Posterior Prolapse Repair.			Porosità/Porosity 90% Grammatura/Weight 39 g/m2
IGPROPML-IR	Sistema di riparazione del prolasso posteriore. (Con guaina trasparente). Posterior Prolapse Repair System. (With transparent sheath).			

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le etichette per indicazioni, modalità d'impiego, precauzioni, controindicazioni, pericoli ed avvertenze.

Carefully read the instruction for use and labels for indications, directions for use, precautions, contraindications, hazards and warnings.

DIPRO MEDICAL DEVICES S.r.l è fondata su un efficace sistema di gestione per la qualità, in grado di assicurare il mantenimento delle prestazioni dei propri prodotti e migliorare continuamente la qualità.

DIPRO MEDICAL DEVICES S.r.l is established on an effective quality control system that assures a constant performance maintenance on the entire range of our products, as well as the constant endeavour of quality improvement.


Il sistema qualità per la progettazione, produzione e distribuzione è conforme alla norma UNI CEI EN ISO 13485:2012. I dispositivi recano marcatura CE rilasciata ai sensi dell' Allegato II della Direttiva Europea 93/42 CEE.



The quality assurance system for the phases of planning, production and distribution is in correspondence with the regulation UNI CEI EN ISO 13485:2012. Our devices bear the CE seal of approval, issued under Enclosure II of European Directive 93/42 CEE.



Distribuito da: Dealer:



DIPRO MEDICAL DEVICES S.r.l
Via Ciriè 22/a - 10099 San Mauro T.se (TO) - Italy
tel. + 39 011 822 0298 / + 39 011 669 3010
fax. + 39 011 822 3557
www.dipromed.eu - e.mail: info@dipromed.eu