



Laminektomie-Stanzen, Rongeurs
Laminectomy Punches, Rongeurs


Knochenstanzen für die Neurochirurgie

In unserem Sortiment bieten wir eine Vielzahl verschiedenster Knochenstanzen, um für alle Operationssituationen jederzeit gerüstet zu sein. Die Stanzen zeichnen sich durch besondere Vorteile aus.

1. Alle Führungen sind außen liegend:
 - Die präzise Führung des Schiebers bis zum Schnitt verhindert, dass der Schieber nach oben gleitet und garantiert damit einen exakten Schnitt.
 - Die Haupt- und Schiebeteile zeichnen sich durch glatte Innenflächen aus. Das verhindert Schmutzablagerungen.
 - Die Auswerfer für das angestanzte Material sind bei allen Modellen in die Führung integriert.
2. Für den Einsatz im zervikalen Bereich sind die Laminektomie-Stanzen auch mit dünner Fußplatte lieferbar.
3. Die Titan-Nitrit-Beschichtung sorgt für eine blendfreie, schwarze Oberfläche, die speziell gehärtet ist und dadurch einen präzisen Schnitt und längere Standzeiten garantiert.
4. Für sehr effektives Reinigen sind alle Stanzen auch als zerlegbare Modelle lieferbar. Alle Verbindungen und Gelenke der Stanzen sind für ein spülschattenfreies Reinigen frei zugänglich. Das Zerlegen ist sehr einfach und erfolgt per Knopfdruck. Die zerlegbaren Stanzen können als ein Teil zusammenbleibend oder wahlweise demontiert in zwei Teile gereinigt werden.
5. Auch das Zusammensetzen der Stanzenteile ist sehr einfach.



Der Auswerfer ist in die Führung integriert.
The ejector is integrated in the guide.



Die dünne Fußplatte für den Einsatz im zervikalen Bereich.
Thin footplate for the application in the cervical area.

Bone Punches for Neurosurgery

Our product range contains a wide variety of different bone punches in order to be prepared for all situations which may occur in the operating room at any time. The punches offer you particular advantages.

1. *All guides are lying outside:*
 - *The precise guide of the sliding part until the cut avoids the slipping upwards of the sliding part which guarantees an exact cut.*
 - *Both, main parts and sliding parts dispose of a smooth inner surface so that an accumulation of dirt will be impossible.*
 - *All models dispose of an ejector which is integrated in the guide.*
2. *For the application in the cervical area we also offer laminectomy punches with a thin footplate.*
3. *The titanium-nitrite coating avoids reflections and with its black surface, which is especially hardened, it guarantees a precise cut as well as a longer durability.*
4. *For a very effective cleaning, all punches are also available as detachable models. All connections and joints are freely accessible avoiding unwashed areas. The disassembly is very easy and is effected by pressing the button. The detachable punches can either be cleaned in one part or alternatively be detached in two parts.*
5. *Also the assembly of the punch parts is very easy.*



Die präzise Führung reicht bis zum Schnitt.
The precise guide extends to the cut.



Glatte Innenflächen an Haupt- und Schiebeteilen.
Smooth inner surfaces on main and sliding parts.




Doppelte Markierung des Stanzendurchmessers.
The diameter is doubly marked on the punch.



Die zerlegte Stanze bleibt als ein Teil zusammen.
The detached punch can stay one part.



Die Stanze ist auch in zwei Teile demontierbar.
The punch can also be disassembled in two parts.



Die schwarze Titan-Nitrit-Beschichtung verhindert Reflexionen und verlängert die Standzeit.
The black titanium-nitrite coating avoids reflections and prolongs the durability of the punch.

Der goldene Griff ist Hinweis auf die dünne Fußplatte.
The golden handle refers to the thin footplate.

Die goldene Feder definiert die Zerlegbarkeit der Stanze.
The golden spring stands for the detachability of the punch.

Demontage / Disassembly



Stanze mit beiden Händen halten. Auslöseknopf drücken.
Hold the punch with both hands. Press the release button.



Schieber löst sich. Zum Reinigen Schieber nach oben bewegen.
The sliding part loosens. For cleaning purposes please move the sliding part upwards.



Schieber in Führung am Hauptteil vorne einsetzen.
Please insert the sliding part in the guide in front of the main part.




Schieber nach unten drücken und gleichzeitig Griff schließen.
Please press the sliding part downwards and close the handle simultaneously.

Montage / Assembly

Laminektomie-Stanzen, nicht zerlegbar/zerlegbar

Laminectomy Punches, non detachable/detachable



KERRISON

06-56-730

230 mm / 9"

KERRISON

06-11-950

180 mm / 7"



Schaftlänge / Length of shaft

KERRISON

		180 mm / 7"	200 mm / 8"	230 mm / 9"	
△	1 mm, 90°	06-06-716	06-56-701	06-56-707	mit Auswerfer / with ejector
		06-11-948	06-61-921	06-61-933	mit Auswerfer / with ejector
△	2 mm, 90°	06-06-718	06-56-702	06-56-708	mit Auswerfer / with ejector
		06-11-949	06-61-922	06-61-934	mit Auswerfer / with ejector
□	3 mm, 90°	06-06-750	06-56-703	06-56-709	mit Auswerfer / with ejector
		06-11-950	06-61-923	06-61-935	mit Auswerfer / with ejector
□	4 mm, 90°	06-06-752	06-56-704	06-56-710	mit Auswerfer / with ejector
		06-11-951	06-61-924	06-61-936	mit Auswerfer / with ejector
◐	5 mm, 90°	06-06-754	06-56-705	06-56-711	mit Auswerfer / with ejector
		06-11-952	06-61-925	06-61-937	mit Auswerfer / with ejector
◐	6 mm, 90°	06-06-755	06-56-706	06-56-712	mit Auswerfer / with ejector
		06-11-953	06-61-926	06-61-938	mit Auswerfer / with ejector



mit dünner Fußplatte
with thin footplate

Schaftlänge / Length of shaft

KERRISON

		180 mm / 7"	200 mm / 8"	230 mm / 9"	
△	1 mm, 90°	06-56-715	06-56-721	06-56-727	mit Auswerfer / with ejector
		06-61-915	06-61-927	06-61-939	mit Auswerfer / with ejector
△	2 mm, 90°	06-56-716	06-56-722	06-56-728	mit Auswerfer / with ejector
		06-61-916	06-61-928	06-61-940	mit Auswerfer / with ejector
□	3 mm, 90°	06-56-717	06-56-723	06-56-729	mit Auswerfer / with ejector
		06-61-917	06-61-929	06-61-941	mit Auswerfer / with ejector
□	4 mm, 90°	06-56-718	06-56-724	06-56-730	mit Auswerfer / with ejector
		06-61-918	06-61-930	06-61-942	mit Auswerfer / with ejector
◐	5 mm, 90°	06-56-719	06-56-725	06-56-731	mit Auswerfer / with ejector
		06-61-919	06-61-931	06-61-943	mit Auswerfer / with ejector
◐	6 mm, 90°	06-56-720	06-56-726	06-56-732	mit Auswerfer / with ejector
		06-61-920	06-61-932	06-61-944	mit Auswerfer / with ejector

■ nicht zerlegbar /
non detachable

■ zerlegbar / detachable

Standard Line

Oberfläche matt gebürstet
Surface polished

Bestellbeispiel / How to order: 06-06-716

Black Line

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet
Surface black, titanium coated

Bestellbeispiel / How to order: 06-06-716 B

Laminektomie-Stanzen, nicht zerlegbar/zerlegbar

Laminectomy Punches, non detachable/detachable



KERRISON
06-11-902
180 mm / 7"

KERRISON
06-56-737 B
200 mm / 8"

KERRISON	Schaftlänge / Length of shaft	Schaftlänge / Length of shaft			
		180 mm / 7"	200 mm / 8"	230 mm / 9"	
△ 1 mm, 130° (40°)	mit Auswerfer / with ejector	06-06-715	06-56-733	06-56-734	mit Auswerfer / with ejector
	mit Auswerfer / with ejector	06-11-900	06-61-955	06-61-961	mit Auswerfer / with ejector
△ 2 mm, 130° (40°)	mit Auswerfer / with ejector	06-06-717	06-06-737	06-06-682	mit Auswerfer / with ejector
	mit Auswerfer / with ejector	06-11-901	06-11-913	06-11-919	mit Auswerfer / with ejector
□ 3 mm, 130° (40°)	mit Auswerfer / with ejector	06-06-720	06-06-738	06-06-683	mit Auswerfer / with ejector
	mit Auswerfer / with ejector	06-11-902	06-11-914	06-11-920	mit Auswerfer / with ejector
□ 4 mm, 130° (40°)	mit Auswerfer / with ejector	06-06-724	06-06-727	06-06-684	mit Auswerfer / with ejector
	mit Auswerfer / with ejector	06-11-903	06-11-915	06-11-921	mit Auswerfer / with ejector
◐ 5 mm, 130° (40°)	mit Auswerfer / with ejector	06-06-722	06-06-728	06-06-685	mit Auswerfer / with ejector
	mit Auswerfer / with ejector	06-11-904	06-11-916	06-11-922	mit Auswerfer / with ejector
◑ 6 mm, 130° (40°)	mit Auswerfer / with ejector	06-06-726	06-06-729	06-56-735	mit Auswerfer / with ejector
	mit Auswerfer / with ejector	06-11-905	06-11-917	06-61-962	mit Auswerfer / with ejector

KERRISON	Schaftlänge / Length of shaft	Schaftlänge / Length of shaft			
		180 mm / 7"	200 mm / 8"	230 mm / 9"	
△ 1 mm, 130° (40°)	mit Auswerfer / with ejector	06-06-771	06-56-737	06-56-743	mit Auswerfer / with ejector
	mit Auswerfer / with ejector	06-11-906	06-61-956	06-61-963	mit Auswerfer / with ejector
△ 2 mm, 130° (40°)	mit Auswerfer / with ejector	06-06-772	06-56-738	06-06-746	mit Auswerfer / with ejector
	mit Auswerfer / with ejector	06-11-907	06-61-957	06-11-925	mit Auswerfer / with ejector
□ 3 mm, 130° (40°)	mit Auswerfer / with ejector	06-06-773	06-56-739	06-06-747	mit Auswerfer / with ejector
	mit Auswerfer / with ejector	06-11-908	06-61-958	06-11-926	mit Auswerfer / with ejector
□ 4 mm, 130° (40°)	mit Auswerfer / with ejector	06-06-769	06-56-740	06-06-748	mit Auswerfer / with ejector
	mit Auswerfer / with ejector	06-11-909	06-61-959	06-11-927	mit Auswerfer / with ejector
◐ 5 mm, 130° (40°)	mit Auswerfer / with ejector	06-06-770	06-56-741	06-06-749	mit Auswerfer / with ejector
	mit Auswerfer / with ejector	06-11-910	06-61-960	06-11-928	mit Auswerfer / with ejector
◑ 6 mm, 130° (40°)	mit Auswerfer / with ejector	06-56-736	06-56-742	06-56-744	mit Auswerfer / with ejector
	mit Auswerfer / with ejector	06-61-947	06-61-948	06-61-949	mit Auswerfer / with ejector

nicht zerlegbar / non detachable
 zerlegbar / detachable

Standard Line
Oberfläche matt gebürstet
Surface polished
Bestellbeispiel / How to order: 06-06-715

Black Line
Oberfläche schwarz, titanbeschichtet
Surface black, titanium coated
Bestellbeispiel / How to order: 06-06-715 B

Laminektomie-Stanzen, nicht zerlegbar/zerlegbar
Laminectomy Punches, non detachable/detachable



KERRISON
06-06-721
180 mm / 7"

KERRISON
06-61-972
180 mm / 7"

		Schaftlänge / Length of shaft				
		180 mm / 7"	200 mm / 8"	230 mm / 9"		
KERRISON	△	1 mm, 90°	06-06-741	06-56-745	06-56-895	mit Auswerfer / with ejector
			06-11-965	06-61-964	06-61-966	mit Auswerfer / with ejector
	◐	2 mm, 90°	06-06-719	06-56-746	06-56-896	mit Auswerfer / with ejector
			06-11-955	06-61-974	06-61-982	mit Auswerfer / with ejector
	◑	3 mm, 90°	06-06-721	06-56-747	06-56-897	mit Auswerfer / with ejector
			06-11-956	06-61-975	06-61-983	mit Auswerfer / with ejector
	◒	4 mm, 90°	06-06-742	06-56-748	06-56-898	mit Auswerfer / with ejector
			06-11-957	06-61-976	06-61-984	mit Auswerfer / with ejector
	◓	5 mm, 90°	06-06-723	06-56-749	06-56-899	mit Auswerfer / with ejector
			06-11-958	06-61-977	06-61-985	mit Auswerfer / with ejector
	◔	6 mm, 90°	06-06-743	06-56-750	06-56-900	mit Auswerfer / with ejector
			06-11-959	06-61-965	06-61-967	mit Auswerfer / with ejector

		Schaftlänge / Length of shaft				
		180 mm / 7"	200 mm / 8"	230 mm / 9"		
KERRISON	△	1 mm, 90°	06-56-960	06-56-966	06-56-901	mit Auswerfer / with ejector
			06-61-968	06-61-969	06-61-998	mit Auswerfer / with ejector
	◐	2 mm, 90°	06-56-961	06-56-967	06-56-902	mit Auswerfer / with ejector
			06-61-970	06-61-978	06-61-986	mit Auswerfer / with ejector
	◑	3 mm, 90°	06-56-962	06-56-968	06-56-903	mit Auswerfer / with ejector
			06-61-971	06-61-979	06-61-987	mit Auswerfer / with ejector
	◒	4 mm, 90°	06-56-963	06-56-969	06-56-904	mit Auswerfer / with ejector
			06-61-972	06-61-980	06-61-988	mit Auswerfer / with ejector
	◓	5 mm, 90°	06-56-964	06-56-970	06-56-905	mit Auswerfer / with ejector
			06-61-973	06-61-981	06-61-989	mit Auswerfer / with ejector
	◔	6 mm, 90°	06-56-965	06-56-971	06-56-906	mit Auswerfer / with ejector
			06-61-950	06-61-951	06-61-952	mit Auswerfer / with ejector

nicht zerlegbar / non detachable
 zerlegbar / detachable

Standard Line
Oberfläche matt gebürstet
Surface polished
Bestellbeispiel / How to order: 06-06-741


Black Line
Oberfläche schwarz, titanbeschichtet
Surface black, titanium coated
Bestellbeispiel / How to order: 06-06-741 B


Laminektomie-Stanzen, nicht zerlegbar/zerlegbar
Laminectomy Punches, non detachable/detachable





KERRISON
06-11-931
180 mm / 7"

KERRISON
06-06-713
180 mm / 7"

KERRISON		Schaftlänge / Length of shaft			
		180 mm / 7"	200 mm / 8"	230 mm / 9"	
△ 1 mm, 130° (40°)		06-06-711	06-56-779	06-56-785	mit Auswerfer / with ejector
		06-11-930	06-61-900	06-61-902	mit Auswerfer / with ejector
△ 2 mm, 130° (40°)		06-06-712	06-56-780	06-06-692	mit Auswerfer / with ejector
		06-11-931	06-61-990	06-11-943	mit Auswerfer / with ejector
△ 3 mm, 130° (40°)		06-06-713	06-56-781	06-06-693	mit Auswerfer / with ejector
		06-11-932	06-61-991	06-11-944	mit Auswerfer / with ejector
△ 4 mm, 130° (40°)		06-06-714	06-56-782	06-06-694	mit Auswerfer / with ejector
		06-11-933	06-61-992	06-11-945	mit Auswerfer / with ejector
△ 5 mm, 130° (40°)		06-06-725	06-56-783	06-06-695	mit Auswerfer / with ejector
		06-11-934	06-61-993	06-11-946	mit Auswerfer / with ejector
△ 6 mm, 130° (40°)		06-56-778	06-56-784	06-56-786	mit Auswerfer / with ejector
		06-61-908	06-61-910	06-61-912	mit Auswerfer / with ejector

KERRISON	 mit dünner Fußplatte with thin footplate	Schaftlänge / Length of shaft			
		180 mm / 7"	200 mm / 8"	230 mm / 9"	
△ 1 mm, 130° (40°)		06-06-781	06-56-788	06-56-794	mit Auswerfer / with ejector
		06-11-936	06-61-901	06-61-903	mit Auswerfer / with ejector
△ 2 mm, 130° (40°)		06-06-782	06-56-789	06-56-795	mit Auswerfer / with ejector
		06-11-937	06-61-994	06-61-904	mit Auswerfer / with ejector
△ 3 mm, 130° (40°)		06-06-783	06-56-790	06-56-796	mit Auswerfer / with ejector
		06-11-938	06-61-995	06-61-905	mit Auswerfer / with ejector
△ 4 mm, 130° (40°)		06-06-784	06-56-791	06-56-797	mit Auswerfer / with ejector
		06-11-939	06-61-996	06-61-906	mit Auswerfer / with ejector
△ 5 mm, 130° (40°)		06-06-785	06-56-792	06-56-798	mit Auswerfer / with ejector
		06-11-940	06-61-997	06-61-907	mit Auswerfer / with ejector
△ 6 mm, 130° (40°)		06-56-787	06-56-793	06-56-799	mit Auswerfer / with ejector
		06-61-909	06-61-911	06-61-913	mit Auswerfer / with ejector

 nicht zerlegbar / non detachable
 zerlegbar / detachable

Standard Line
Oberfläche matt gebürstet
Surface polished
Bestellbeispiel / How to order: 06-06-711







Black Line
Oberfläche schwarz, titanbeschichtet
Surface black, titanium coated
Bestellbeispiel / How to order: 06-06-711 B







Foraminotomie-Stanzen, Schaft gebogen, nicht zerlegbar/zerlegbar



Foraminotomy Punches, shaft curved, non detachable/detachable



06-76-413
200 mm / 8"

	Schaftlänge / Length of shaft			
	180 mm / 7"	200 mm / 8"	230 mm / 9"	
 1 mm, 130° (40°)	06-76-050	06-76-052	06-76-054	mit Auswerfer / with ejector
	06-76-400	06-76-412	06-76-424	mit Auswerfer / with ejector
 2 mm, 130° (40°)	06-76-150	06-76-154	06-76-055	mit Auswerfer / with ejector
	06-76-401	06-76-413	06-76-425	mit Auswerfer / with ejector
 3 mm, 130° (40°)	06-76-151	06-76-155	06-76-056	mit Auswerfer / with ejector
	06-76-402	06-76-414	06-76-426	mit Auswerfer / with ejector
 4 mm, 130° (40°)	06-76-152	06-76-156	06-76-057	mit Auswerfer / with ejector
	06-76-403	06-76-415	06-76-427	mit Auswerfer / with ejector
 5 mm, 130° (40°)	06-76-153	06-76-157	06-76-058	mit Auswerfer / with ejector
	06-76-404	06-76-416	06-76-428	mit Auswerfer / with ejector
 6 mm, 130° (40°)	06-76-051	06-76-053	06-76-059	mit Auswerfer / with ejector
	06-76-405	06-76-417	06-76-429	mit Auswerfer / with ejector


	Schaftlänge / Length of shaft			
	180 mm / 7"	200 mm / 8"	230 mm / 9"	
 1 mm, 130° (40°)	06-76-060	06-76-063	06-76-066	mit Auswerfer / with ejector
	06-76-406	06-76-418	06-76-430	mit Auswerfer / with ejector
 2 mm, 130° (40°)	06-76-158	06-76-161	06-76-067	mit Auswerfer / with ejector
	06-76-407	06-76-419	06-76-431	mit Auswerfer / with ejector
 3 mm, 130° (40°)	06-76-159	06-76-162	06-76-068	mit Auswerfer / with ejector
	06-76-408	06-76-420	06-76-432	mit Auswerfer / with ejector
 4 mm, 130° (40°)	06-76-160	06-76-163	06-76-069	mit Auswerfer / with ejector
	06-76-409	06-76-421	06-76-433	mit Auswerfer / with ejector
 5 mm, 130° (40°)	06-76-061	06-76-064	06-76-070	mit Auswerfer / with ejector
	06-76-410	06-76-422	06-76-434	mit Auswerfer / with ejector
 6 mm, 130° (40°)	06-76-062	06-76-065	06-76-071	mit Auswerfer / with ejector
	06-76-411	06-76-423	06-76-435	mit Auswerfer / with ejector













-  nicht zerlegbar / non detachable
-  zerlegbar / detachable

Standard Line
Oberfläche matt gebürstet
Surface polished
Bestellbeispiel / How to order: 06-76-050

Black Line
Oberfläche schwarz, titanbeschichtet
Surface black, titanium coated
Bestellbeispiel / How to order: 06-76-050B

Laminektomie-Stanzen, Bajonetttschaft
Laminectomy Punches, shaft bayonet-shaped



		Schaftlänge / Length of shaft		
		110 mm / 4 ¹ / ₃ "	150 mm / 6"	180 mm / 7"
KERRISON	 1 mm, 90°	06-76-170	06-76-176	06-76-182
	 2 mm, 90°	06-76-171	06-76-177	06-76-183
	 3 mm, 90°	06-76-172	06-76-178	06-76-184
	 4 mm, 90°	06-76-173	06-76-179	06-76-185
	 5 mm, 90°	06-76-174	06-76-180	06-76-186
	 6 mm, 90°	06-76-175	06-76-181	06-76-187
	 1 mm, 130° (40°)	06-76-190	06-76-196	06-76-202
	 2 mm, 130° (40°)	06-76-191	06-76-197	06-76-203
	 3 mm, 130° (40°)	06-76-192	06-76-198	06-76-204
	 4 mm, 130° (40°)	06-76-193	06-76-199	06-76-205
	 5 mm, 130° (40°)	06-76-194	06-76-200	06-76-206
	 6 mm, 130° (40°)	06-76-195	06-76-201	06-76-207

Standard Line
Oberfläche matt gebürstet
Surface polished
Bestellbeispiel / How to order: 06-76-170

Black Line
Oberfläche schwarz, titanbeschichtet
Surface black, titanium coated
Bestellbeispiel / How to order: 06-76-170B

Laminektomie-Stanzen, Bajonettenschaft
Laminectomy Punches, shaft bayonet-shaped



		Schaftlänge / Length of shaft					
		110 mm / 4 ¹ / ₃ "	150 mm / 6"	180 mm / 7"			
KERRISON		1 mm, 90°	06-76-210	06-76-216	06-76-222		Bajonett links / bayonet left
		2 mm, 90°	06-76-211	06-76-217	06-76-223		Bajonett links / bayonet left
		3 mm, 90°	06-76-212	06-76-218	06-76-224		Bajonett links / bayonet left
		4 mm, 90°	06-76-213	06-76-219	06-76-225		Bajonett links / bayonet left
		5 mm, 90°	06-76-214	06-76-220	06-76-226		Bajonett links / bayonet left
		6 mm, 90°	06-76-215	06-76-221	06-76-227		Bajonett links / bayonet left
		1 mm, 90°	06-76-230	06-76-236	06-76-242		Bajonett rechts / bayonet right
		2 mm, 90°	06-76-231	06-76-237	06-76-243		Bajonett rechts / bayonet right
		3 mm, 90°	06-76-232	06-76-238	06-76-244		Bajonett rechts / bayonet right
		4 mm, 90°	06-76-233	06-76-239	06-76-245		Bajonett rechts / bayonet right
		5 mm, 90°	06-76-234	06-76-240	06-76-246		Bajonett rechts / bayonet right
		6 mm, 90°	06-76-235	06-76-241	06-76-247		Bajonett rechts / bayonet right

	1 mm, 130° (40°)	06-76-250	06-76-256	06-76-262		Bajonett links / bayonet left
	2 mm, 130° (40°)	06-76-251	06-76-257	06-76-263		Bajonett links / bayonet left
	3 mm, 130° (40°)	06-76-252	06-76-258	06-76-264		Bajonett links / bayonet left
	4 mm, 130° (40°)	06-76-253	06-76-259	06-76-265		Bajonett links / bayonet left
	5 mm, 130° (40°)	06-76-254	06-76-260	06-76-266		Bajonett links / bayonet left
	6 mm, 130° (40°)	06-76-255	06-76-261	06-76-267		Bajonett links / bayonet left
	1 mm, 130° (40°)	06-76-268	06-76-274	06-76-280		Bajonett rechts / bayonet right
	2 mm, 130° (40°)	06-76-269	06-76-275	06-76-281		Bajonett rechts / bayonet right
	3 mm, 130° (40°)	06-76-270	06-76-276	06-76-282		Bajonett rechts / bayonet right
	4 mm, 130° (40°)	06-76-271	06-76-277	06-76-283		Bajonett rechts / bayonet right
	5 mm, 130° (40°)	06-76-272	06-76-278	06-76-284		Bajonett rechts / bayonet right
	6 mm, 130° (40°)	06-76-273	06-76-279	06-76-285		Bajonett rechts / bayonet right

Standard Line
Oberfläche matt gebürstet
Surface polished
Bestellbeispiel / How to order: 06-76-250

Black Line
Oberfläche schwarz, titanbeschichtet
Surface black, titanium coated
Bestellbeispiel / How to order: 06-76-250 B

Rongeurs für Operationen an der Wirbelsäule

Zur Entfernung von Bandscheibengewebe bieten wir ein umfangreiches Sortiment an Rongeurs. Ihre Vorteile sind:

1. Alle Rongeurs sind auch zerlegbar lieferbar für ein effektives Reinigen. Die Verbindungen und Gelenke sind für ein spülschattenfreies Reinigen frei zugänglich. Das Zerlegen erfolgt auf Knopfdruck einfach und schnell. Die zerlegten Rongeurs bleiben als ein Teil zusammen und lassen sich einfach wieder zusammensetzen.
2. Die schwarze Titan-Nitrit Beschichtung garantiert reflexfreies Arbeiten und eine harte Oberfläche.

Rongeurs for spine surgery

For removal of intervertebral disc tissue we offer an extensive assortment of rongeurs. Your advantages are:

1. All rongeurs are also available as detachable models enabling an effective cleaning. Connections and joints are freely accessible which avoids unwashed areas. By pressing the release button the disassembly can be effected easily and quickly. The detached rongeurs stay one part and can be assembled again without any problems.
2. The black titanium-nitrite coating guarantees a reflexion free working as well as a hard surface.

Besonders stabile Maulkonstruktion.
Extreme firm construction of jaw.

Der zerlegte Rongeur bleibt ein Teil zusammen.
The detached rongeur remains one part.

Die schwarze Titan-Nitrit-Beschichtung ist reflexfrei.
The black titanium-nitrite coating avoids reflections.

Der Durchmesser wird zweifach angezeigt.
The diameter is doubly marked on the rongeur.

Der goldene Griff weist auf die Zerlegbarkeit hin.
The golden handle refers to the detachability.

Demontage / Disassembly



Rongeur mit beiden Händen halten und Auslöseknopf drücken.
Hold the rongeur with both hands and press the release button.



Zum Reinigen Schieber nach oben bewegen.
For cleaning purposes please move the sliding part upwards.

Montage / Assembly




Schieber so aufsetzen, dass Auslöseknopf über Öse im Griffteil ist.
Please insert the sliding part so that the release button is over the loop of the handle part.



Auslöseknopf gedrückt halten, Schieber nach unten drücken.
Please keep the release button pressed and push the sliding part down.

Rongeurs, nicht zerlegbar/zerlegbar

Rongeurs, non detachable/detachable








CASPAR
06-06-566 DT
185 mm / 7 1/4"


CASPAR
06-56-586
185 mm / 7 1/4"




Maulteil gefenestert und gezahnt
Mouth fenestrated and serrated

CASPAR

	Artikel. Nr. Cat. No.	Artikel. Nr. Cat. No.	Artikel. Nr. Cat. No.	Schaftlänge/ Length of Shaft
 ¹ / ₁ 2 x 12 mm	06-06-502	06-56-512	06-56-522	140 mm / 5 1/2"
	06-06-502 DT	06-56-512 DT	06-56-522 DT	140 mm / 5 1/2"
	06-06-532	06-56-542	06-56-552	160 mm / 6 1/4"
	06-06-532 DT	06-56-542 DT	06-56-552 DT	160 mm / 6 1/4"
	06-06-562	06-56-572	06-56-582	185 mm / 7 1/4"
	06-06-562 DT	06-56-572 DT	06-56-582 DT	185 mm / 7 1/4"
 ¹ / ₁ 3 x 12 mm	06-06-503	06-06-513	06-06-523	140 mm / 5 1/2"
	06-06-503 DT	06-06-513 DT	06-06-523 DT	140 mm / 5 1/2"
	06-06-533	06-06-543	06-06-553	160 mm / 6 1/4"
	06-06-533 DT	06-06-543 DT	06-06-553 DT	160 mm / 6 1/4"
	06-06-563	06-06-573	06-06-583	185 mm / 7 1/4"
	06-06-563 DT	06-06-573 DT	06-06-583 DT	185 mm / 7 1/4"
 ¹ / ₁ 4 x 14 mm	06-06-504	06-06-514	06-06-524	140 mm / 5 1/2"
	06-06-504 DT	06-06-514 DT	06-06-524 DT	140 mm / 5 1/2"
	06-06-534	06-06-544	06-06-554	160 mm / 6 1/4"
	06-06-534 DT	06-06-544 DT	06-06-554 DT	160 mm / 6 1/4"
	06-06-564	06-06-574	06-06-584	185 mm / 7 1/4"
	06-06-564 DT	06-06-574 DT	06-06-584 DT	185 mm / 7 1/4"
 ¹ / ₁ 5 x 14 mm	06-06-505	06-06-515	06-56-525	140 mm / 5 1/2"
	06-06-505 DT	06-06-515 DT	06-56-525 DT	140 mm / 5 1/2"
	06-06-535	06-06-545	06-56-555	160 mm / 6 1/4"
	06-06-535 DT	06-06-545 DT	06-56-555 DT	160 mm / 6 1/4"
	06-06-565	06-06-575	06-56-585	185 mm / 7 1/4"
	06-06-565 DT	06-06-575 DT	06-56-585 DT	185 mm / 7 1/4"
 ¹ / ₁ 6 x 16 mm	06-06-506	06-56-516	06-56-526	140 mm / 5 1/2"
	06-06-506 DT	06-56-516 DT	06-56-526 DT	140 mm / 5 1/2"
	06-06-536	06-56-546	06-56-556	160 mm / 6 1/4"
	06-06-536 DT	06-56-546 DT	06-56-556 DT	160 mm / 6 1/4"
	06-06-566	06-56-576	06-56-586	185 mm / 7 1/4"
	06-06-566 DT	06-56-576 DT	06-56-586 DT	185 mm / 7 1/4"

 nicht zerlegbar/
non detachable

 zerlegbar/detachable

Standard Line

Oberfläche matt gebürstet
Surface polished

Bestellbeispiel / How to order: 06-06-502


Black Line

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet
Surface black, titanium coated

Bestellbeispiel / How to order: 06-06-502 B

Rongeurs, nicht zerlegbar/zerlegbar





Rongeurs, non detachable/detachable





CASPAR
06-06-844DT
155 mm / 6"

CASPAR
06-56-830
120 mm / 4³/₄"



CASPAR		Artikel. Nr. Cat. No.	Artikel. Nr. Cat. No.	Artikel. Nr. Cat. No.	Schaftlänge / Length of Shaft
 ¹ / ₁ 2 mm		06-56-830	06-56-840	06-56-850	120 mm / 4 ³ / ₄ "
		06-56-830DT	06-56-840DT	06-56-850DT	120 mm / 4 ³ / ₄ "
		06-06-832	06-06-842	06-06-852	155 mm / 6"
		06-06-832DT	06-06-842DT	06-06-852DT	155 mm / 6"
		06-56-832	06-56-842	06-56-852	180 mm / 7"
		06-56-832DT	06-56-842DT	06-56-852DT	180 mm / 7"
 ¹ / ₁ 3 mm		06-56-833	06-56-843	06-56-853	120 mm / 4 ³ / ₄ "
		06-56-833DT	06-56-843DT	06-56-853DT	120 mm / 4 ³ / ₄ "
		06-06-833	06-06-843	06-06-853	155 mm / 6"
		06-06-833DT	06-06-843DT	06-06-853DT	155 mm / 6"
		06-56-837	06-56-847	06-56-857	180 mm / 7"
		06-56-837DT	06-56-847DT	06-56-857DT	180 mm / 7"
 ¹ / ₁ 4 mm		06-56-834	06-56-844	06-56-854	120 mm / 4 ³ / ₄ "
		06-56-834DT	06-56-844DT	06-56-854DT	120 mm / 4 ³ / ₄ "
		06-06-834	06-06-844	06-06-854	155 mm / 6"
		06-06-834DT	06-06-844DT	06-06-854DT	155 mm / 6"
		06-56-836	06-56-846	06-56-856	180 mm / 7"
		06-56-836DT	06-56-846DT	06-56-856DT	180 mm / 7"
 ¹ / ₁ 5 mm		06-56-838	06-56-848	06-56-858	120 mm / 4 ³ / ₄ "
		06-56-838DT	06-56-848DT	06-56-858DT	120 mm / 4 ³ / ₄ "
		06-06-835	06-56-849	06-56-859	155 mm / 6"
		06-06-835DT	06-56-849DT	06-56-859DT	155 mm / 6"
		06-56-841	06-56-851	06-56-861	180 mm / 7"
		06-56-841DT	06-56-851DT	06-56-861DT	180 mm / 7"

 nicht zerlegbar/
non detachable


 zerlegbar/detachable

Standard Line
Oberfläche matt gebürstet
Surface polished
Bestellbeispiel / How to order: 06-56-830


Black Line
Oberfläche schwarz, titanbeschichtet
Surface black, titanium coated
Bestellbeispiel / How to order: 06-56-830 B

Rongeurs, nicht zerlegbar/zerlegbar


Rongeurs, non detachable/detachable




CUSHING



LOVE-GRUENWALD



SPURLING



Artikel. Nr. Cat. No.	Artikel. Nr. Cat. No.	Artikel. Nr. Cat. No.	Schaftlänge/ Length of Shaft
06-06-799	06-56-769	06-56-760	130 mm / 5 1/8"
06-06-799 DT	06-56-769 DT	06-56-760 DT	130 mm / 5 1/8"
06-56-802	06-56-770	06-56-761	150 mm / 6"
06-56-802 DT	06-56-770 DT	06-56-761 DT	150 mm / 6"
06-06-803	06-56-771	06-56-762	180 mm / 7"
06-06-803 DT	06-56-771 DT	06-56-762 DT	180 mm / 7"
06-56-803	06-56-772	06-56-763	230 mm / 9"
06-56-803 DT	06-56-772 DT	06-56-763 DT	230 mm / 9"
06-56-804	06-56-773	06-56-764	280 mm / 11"
06-56-804 DT	06-56-773 DT	06-56-764 DT	280 mm / 11"
06-06-800	06-06-774	06-06-777	130 mm / 5 1/8"
06-06-800 DT	06-06-774 DT	06-06-777 DT	130 mm / 5 1/8"
06-56-800	06-56-774	06-56-777	150 mm / 6"
06-56-800 DT	06-56-774 DT	06-56-777 DT	150 mm / 6"
06-06-805	06-06-806	06-06-810	180 mm / 7"
06-06-805 DT	06-06-806 DT	06-06-810 DT	180 mm / 7"
06-56-805	06-56-811	06-56-810	230 mm / 9"
06-56-805 DT	06-56-811 DT	06-56-810 DT	230 mm / 9"
06-56-806	06-56-812	06-56-816	280 mm / 11"
06-56-806 DT	06-56-812 DT	06-56-816 DT	280 mm / 11"
06-06-801	06-06-775	06-06-778	130 mm / 5 1/8"
06-06-801 DT	06-06-775 DT	06-06-778 DT	130 mm / 5 1/8"
06-56-801	06-56-775	06-56-807	150 mm / 6"
06-56-801 DT	06-56-775 DT	06-56-807 DT	150 mm / 6"
06-06-807	06-06-814	06-06-811	180 mm / 7"
06-06-807 DT	06-06-814 DT	06-06-811 DT	180 mm / 7"
06-56-808	06-56-814	06-56-817	230 mm / 9"
06-56-808 DT	06-56-814 DT	06-56-817 DT	230 mm / 9"
06-56-809	06-56-815	06-56-818	280 mm / 11"
06-56-809 DT	06-56-815 DT	06-56-818 DT	280 mm / 11"

- nicht zerlegbar/
non detachable
- zerlegbar/detachable

Standard Line
Oberfläche matt gebürstet
Surface polished
Bestellbeispiel/How to order: 06-06-799

Black Line
Oberfläche schwarz, titanbeschichtet
Surface black, titanium coated
Bestellbeispiel/How to order: 06-06-799 B



Kernkompetenz Neurochirurgie

Unser umfangreiches Sortiment umfasst das gesamte Instrumentarium für alle Operationstechniken der modernen Humanmedizin. Eine unserer Kernkompetenzen ist das Gebiet der Neurochirurgie. Bestellen Sie hierzu unseren Spezialkatalog „Neuro“. Er geht Ihnen umgehend zu.

Core Competence Neurosurgery

Our extensive product line contains the entire range of instruments for all surgery techniques of modern human medicine. One of our core competences is the field of neurosurgery. Please order our respective special catalogue „Neuro“. We will send it to you by return.