




Plug 3D[®]






Treatment of hernia repair
Trattamento della riparazione dell'ernia





Confezionamento/Packaging
2 pezzi/scatola
2 pieces/box

Codice Code	Descrizione Description	Forma Shape	Misura Size
TE9S3D	Plug tridimensionale in rete di polipropilene, a medio peso e bassa densità. Tridimensional plug in polypropylene mesh, medium weight and low density.		2,2x2,3 cm
TE9M3D			3,1x2,9 cm
TE9L3D			3,7x3,4 cm
TE9XL3D			4,6x4,3 cm
TS3D	Plug tridimensionale in rete di polipropilene, leggera, macroporosa. Tridimensional plug in polypropylene, lightweight, macroporous mesh.		2,7x2,5 cm
TM3D			3,7x3,4 cm
TL3D			4,6x4,3 cm
TEVS3D			2,2x2,3 cm
TEVM3D			3,1x2,9 cm

Codice Code	Descrizione Description	Forma Shape	Misura Size
TBE9S3D	Plug tridimensionale in rete di polipropilene con base, a medio peso e bassa densità. Tridimensional plug with base, in polypropylene medium weight and low density mesh.		2,2x2,6 cm base ø5
TBE9M3D			2,6x2,8 cm base ø6
TBE9L3D			2,9x3,1 cm base ø7
TBXS3D	Plug tridimensionale in rete di polipropilene, leggera, macroporosa, con base. Tridimensional plug with base, in polypropylene, lightweight, macroporous mesh.		1,6x1,8 cm base ø3
TBS3D			1,8x2,1 cm base ø5
TBM3D			2,2x2,6 cm base ø5



Indicazioni/Indications
 Trattamento ernie inguinali in chirurgia open.
Treatment of inguinal hernias in open surgery.
 Trattamento ernie femorali e inguinali in chirurgia open.
Treatment of femoral and inguinal hernias in open surgery.

Possibili complicazioni includono sieroma, adesioni, ematomi, infiammazione, fistole ed estrusione, infezione, reazioni allergiche e recidive o difetti dei tessuti molli.
Possible complications include seroma, adhesion, hematomas, inflammation, extrusion, fistula formation, infection, allergic reaction and recurrence of the hernia or soft tissue defect.

DIPRO MEDICAL DEVICES S.r.l è fondata su un efficace sistema di gestione per la qualità, in grado di assicurare il mantenimento delle prestazioni dei propri prodotti e migliorare continuamente la qualità.

Il sistema qualità per la progettazione, produzione e distribuzione è conforme alla norma UNI CEI EN ISO 13485:2012. I dispositivi recano marcatura CE rilasciata ai sensi dell' Allegato II della Direttiva Europea 93/42 CEE.

DIPRO MEDICAL DEVICES S.r.l is established on an effective quality control system that assures a constant performance maintenance on the entire range of our products, as well as the constant endeavour of quality improvement.

The quality assurance system for the phases of planning, production and distribution is in correspondence with the regulation UNI CEI EN ISO 13485:2012. Our devices bear the CE seal of approval, issued under Enclosure II of European Directive 93/42 EEC.



Distribuito da: Dealer:

Prodotto da: Manufacturing site:

Dipromed
 Dipro Medical Devices

DIPRO MEDICAL DEVICES S.r.l
 www.dipromed.eu
 e.mail: info@dipromed.eu

Via Ciriè 22/a - 10099
 San Mauro Torinese
 (TO) - Italy

tel. +39 011 822 0298
 +39 011 669 3010
 fax. +39 011 822 3557